



BIODURA
PATCH FOR DURAL REPAIR



PARCHE DE DURAMADRE


PARA REPARACIÓN
DE TEJIDOS

BIODURA

PATCH FOR DURAL REPAIR

Parche de duramadre membrana de **Colageno Porcino** de hebras entrecruzadas que generan una red tridimensional de **Elevada Consistencia y Resistencia**

Reabsorbible entre 2 y 4 meses aprox. según características del sitio de aplicación y condiciones del paciente. Protección del parche en el sitio



Todo lo que busco en un parche

Reabsorbible, biocompatible, resistente, fácilmente adaptable, no suturable.



Innovador

100% colágeno de origen porcino. Material abiótico y oclusivo que no permite migración de células a través del mismo



Fácil de usar

Hidratación de la membrana con la solución fisiológica o misma sangre del paciente por tan sólo 15 minutos.



	Medidas	Referencias
	4x4 cm	4 MEM L 4x4
	5x5 cm	5 MEM L 5x5
	7x4 cm	7 MEM L 7x4

Aprobado por ANMAT.

COMERCIALIZADO EXCLUSIVAMENTE

NECOD
ARGENTINA S.R.L. — ADL MEDICAL GROUP

Consulte por el distribuidor de su región en www.necod.com.ar